


А ВЫ ГОТОВЫ К СЕЗОНУ ГРИППА?

СОБЕРИТЕ
ИССЛЕДУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ



ПРОСТО ОТЛОМИТЕ
РУКОЯТКУ ТАМПОНА



ВСТРЯХНИТЕ ПРОБИРКУ,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО
ОСВОБОДИТЬ КЛЕТКИ



ОБРАЗЕЦ ГОТОВ К
ИССЛЕДОВАНИЮ!



COPAN

инновационные технологии




Универсальная транспортная среда (УТС) и велюр-тампон - лучшее решение для сбора и транспортировки вирусосодержащего материала в этом эпидсезоне!!!

Велюр-тампон собирает больше секреторного и клеточного материала, чем обычный тампон

- Собранный материал мгновенно попадает из тампона в среду
- Высокая диагностическая чувствительность, в том числе при ИФА
- Эргономичная и анатомичная форма тампона
- Сопоставимые результаты назальных спреев и аспиратов

УТС - универсальная транспортная среда для вирусов, хламидий, микоплазм, уреоплазм

- хранение и транспортировка образцов при комнатной температуре
- обычные и мини-пробирки с 1 и 3 мл среды



ВЕЛЮР-ТАМПОН И УТС

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



В обычном тампоне волокна беспорядочно спутаны в "подушку"



Новый велюр-тампон имеет ровные короткие ворсинки

В обычных ватных (или вязкозных) тампонах "подушка" из спутанных волокон, соприкасаясь с собираемым материалом, пропитывается им и задерживает в себе часть образца. Полной противоположностью является велюр-тампон, в котором собираемый материал находится между короткими ровными ворсинками и быстро полностью высвобождается в среду, не задерживаясь на тампоне.

УТС

- Новая универсальная транспортная среда для вирусов, хламидий, микоплазм и уреоплазм
- Отломанный конец аппликатора плотно стыкуется с крышкой пробирки
- среда стабильна при комнатной температуре
- Выпускается в пробирках по 1 и 3 мл среды



для сбора, транспортировки, хранения образцов (в том числе и для глубокой заморозки)

UTM

универсальная транспортная среда

Комплект УТС + велюр-тампон рекомендован Американским обществом микробиологов (ASM) и Американским центром по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) для исследований вируса гриппа А(Н1N1), а также ВОЗ (WHO) для исследований вируса гриппа А(Н5N1).

ВЕЛЮР-ТАМПОН И УТС - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	УТС - пробирка без велюр-тампона	Упаковка
330С	пробирка 16x100 мм, 3 мл УТС	6x50
350С	мини-пробирка 12x80 мм, 1 мл УТС	6x50

Артикул	УТС - пробирка с велюр-тампоном	Упаковка
346С	пробирка 16x100 мм, 1 мл УТС, универсальный велюр-тампон	6x50
307С	пробирка 16x100 мм, 3 мл УТС, мини велюр-тампон	6x50
305С	пробирка 16x100 мм, 3 мл УТС, гибкий назофарингиальный велюр-тампон	6x50
359С	мини-пробирка 12x80 мм, 1 мл УТС, универсальный велюр-тампон	6x50
361С	мини-пробирка 12x80 мм, 1 мл УТС, мини велюр-тампон	6x50
360С	мини-пробирка 12x80 мм, 1 мл УТС, гибкий назофарингиальный велюр-тампон	6x50